

Que el metal no interfiera en tus resultados

Columna Agilent Altura HPLC con tecnología Ultra Inert para el análisis de biomoléculas

La tecnología Ultra Inert bloquea los sitios activos de metal, garantizando un camino de flujo inerte y desbloqueando el verdadero potencial de la fase estacionaria.

Resultados superiores, de forma más rápida y fiable, incluso con los analitos más sensibles.



La diferencia está en los resultados

Selectividad pura, con menor unión inespecífica

Mejores picos consiguiendo mejor simetría

Mayor sensibilidad en cada análisis

Máxima robustez con larga vida útil

Equilibrio rápido desde la primera inyección

Libertad total en tu método

Familia Altura HPLC

Columnas Altura	Aplicaciones Target
Altura Peptide Plus	Análisis de impurezas en péptidos sintéticos, incluido el GLP-1
Altura Oligo HPH-C18 2.7 μm	- Análisis de impurezas en oligonucleótidos - Mapeo del ARNm
Altura Poroshell HPH-C18 1.9 μm	Separaciones en fase reversa que requieran un pH elevado
Altura ZORBAX Eclipse Plus C18	Mapeo de péptidos
Altura Poroshell HILIC-Z	- Análisis de aminoácidos mediante LC/MS - Análisis de otros metabolitos polares y formulaciones de excipientes
Altura PLRP-S	Proteínas terapéuticas, Oligonucleótidos grandes
Altura SEC	- Péptidos terapéuticos - Proteínas terapéuticas - Terapia génica, vacunas y oligonucleótidos de gran tamaño

Descubre el verdadero potencial de tu LC.

Más sensibilidad, más productividad, más confianza.

www.proquinorte.com